


**Alarm timer****Bestell-Nr. 207570**

mit programmierbarem count-down,
Minuten und Sekunden einstellbar von
1 sec. bis 59' 59".
Abm.: 52 x 67 x 25 mm
Gewicht: 41 g

**Tankthermometer****Bestell-Nr. 208025**


aus Edelstahl mit Bügel zum Einhängen
an den Tankrand, Meßbereich von 10 bis 50°C
Eintauchtiefe: 250 mm
Länge: 245 mm
Gewicht: 70 g

**Tankheizung TTR 1005****Bestell-Nr. 209000**

zum Aufheizen der Entwicklerflüssigkeit in Hand-
entwicklungsanlagen. Geeignet für alle EWEM
Tankanlagen (außer Zahnfilmtankanlage).
Der Heizstab mit Titanrohr ist im Tank integriert.
Der Schaltbereich der Temperatur beträgt
+15 bis + 35°C.

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V ac 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 150 W
Abm. Heizstab: 300 mm lang, Ø 25 mm
Abm. Regler: 120 x 65 x 55 mm
Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,6$ °C

**Tankheizung TTR 2005****Bestell-Nr. 209500**

- für die Humanmedizin
zum Aufheizen der Entwicklerflüssigkeit in Hand-
entwicklungsanlagen. Geeignet für alle EWEM
Tankanlagen (außer Zahnfilmtankanlage).
Der Heizstab mit Titanrohr ist im Tank integriert.
Die Einstellung der Temperatur erfolgt in 1°C
Schritten.

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V ac 50 Hz
Leistungsaufnahme: 150 W
Abm. Heizstab: 300 mm lang, Ø 25 mm
Abm. Steuergerät: 100 x 260 x 265 mm
Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,1$ °C

Änderungen vorbehalten!

EWEM-JANUS · Inh. Waltraud Janus · Röntgenzubehör

D-94405 Landau/Isar · Zum Alten Hofgarten 22 · Tel. 09951-8051 · Fax 09951-6399 · email: info@ewem-janus.de
http://www.ewem-janus.de